


System lusterek wewnętrznych TRUEOPTICS



Lusterka TRUEOPTICS do zdjęć wewnętrznych niemieckiej firmy Jakobi, to doskonałe narzędzie pozwalające na skrócenie czasu wykonywania dokumentacji medycznej pacjenta. Lusterka Jakobi eliminują efekt zamglenia i brak dostatecznego doświetlenia jamy ustnej pacjenta, co przekłada się na zdjęcia, które są doskonałej jakości za każdym razem.

Zalety systemu TRUEOPTICS:

- wbudowany system wentylacji całkowicie eliminuje parowanie podczas wykonywania zdjęć
- wbudowany system doświetlenia ledowego, dzięki któremu można zapomnieć o cieniach i niedoświetlonych miejscach
- ergonomiczny kształt lusterek zapewnia komfort pacjentowi
- wykonane z najwyższej jakości japońskiej stali nierdzewnej, co eliminuje możliwość pęknięcia, zarysowania i przebarwienia
- wygoda pracy
- sterylizacja w 134°C





Zestaw PROFESSIONAL

- lusterko – 4 szt. (kształt do wyboru)
- uchwyt wielofunkcyjny
- metalowy rozwierak górny – 1 szt.
- metalowy rozwierak boczny – 2 szt.
- kaseta do sterylizacji

Wszystkie elementy są spakowane w walizkę.



Zestaw VARIO

+ komplet rozwieraków metalowych

- lusterko – 3 szt. (kształt do wyboru)
- uchwyt wielofunkcyjny
- metalowy rozwierak górny – 1 szt.
- metalowy rozwierak boczny – 2 szt.
- kaseta do sterylizacji



Zestaw EVERY

- lusterko – 4 szt. (kształt do wyboru)
- uchwyt wielofunkcyjny
- kaseta do sterylizacji



Zestaw ECONOMY

+ komplet rozwieraków metalowych






- lusterko – 1 szt. (kształt do wyboru)
- uchwyt wielofunkcyjny
- metalowy rozwierak górny – 1 szt.
- metalowy rozwierak boczny – 2 szt.




Zestaw ECONOMY

- lusterko – 1 szt. (kształt do wyboru)
 - uchwyt wielofunkcyjny
-


Dostępne kształty lusterek:



Rozwieraki



Metalowy rozwierak boczny, model CRC



Metalowy rozwierak góra-dół, model CRLA

