


ixion® Aligner Pliers

- * Ixion Aligner Pliers to kleszcze dedykowane do pracy z alignerami.
- * Są skuteczne w działaniu, nie wymagają podgrzewania, nie powodują zniekształceń aparatów.
- * Do stosowania ze wszystkimi systemami alignerów oraz płytkami retencyjnymi.


IX 887 Torque Aligner Plier

- Wytwarzają poziome wgłębienie na pojedynczy ząb
- Wymiar wgłębienia: długość 0.75 mm, szerokość 1.5 mm




IX 888 Rotation Aligner Plier

- Wytwarzają pionowe wgłębienie na pojedynczy ząb
- Wymiar wgłębienia: długość 1.5 mm, szerokość 0.75 mm



IX 889 Retention Aligner Plier

- Wytwarzają okrągłe pionowe wgłębienia
- Średnica wgłębienia: 1,0 mm



ixion® Aligner Pliers

- * Ixion Aligner Pliers to kleszcze dedykowane do pracy z alignerami.
- * Są skuteczne w działaniu, nie wymagają podgrzewania, nie powodują zniekształceń aparatów.
- * Do stosowania ze wszystkimi systemami alignerów oraz płytkami retencyjnymi.

IX 890 Aligner Tear Drop Plier

- Wycięcie w kształcie "łezki" pozwala na zaczepienie dodatkowych akcesoriów.



IX 891 Aligner Hole Punch Plier

- Półokrągłe wycięcie pozwala na zastosowanie dodatkowych elementów podczas leczenia.



IX 886 Zestaw narzędzi do alignerów

Zestaw zawiera:

- kleszcze IX887
- kleszcze IX888
- kleszcze IX889
- kleszcze IX890
- kleszcze IX891

